


Anticorps Polyclonal Anti-Pan-Pkc Pour Wb, If/Icc, Elisa - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P24723 / Q04759

Numéro d'article: CM0022686



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre pan-PKC (PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ), validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation PKC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pan-PKC Lapin pAb
Remarques/Alias	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ ; pan-PKC
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5578/5579/5580/5581/5583/5588
GeneID	5578/5579/5580/5581/5583/5588
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 572-672 de PRKCA humaine (NP_002728.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P24723/Q04759
Poids de la protéine	59kDa/67kDa/74- 83kDa
Expédition	Sac de glace