


Anticorps Polyclonal Anti-Pan-Trk Pour Wb Et Elisa - P04629/Q16620/Q16288

Numéro d'article: CM0021455



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le pan-Trk humain (NTRK1/2/3), validé pour Western blot (WB) et ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation des neurotrophines et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pan-Trk Rabbit pAb
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4914/4915/4916
Identifiant du gène	4914/4915/4916
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 697 et 796 du pan-Trk humain (NP_002520.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P04629/Q16620/Q16288
Expédition	Sac de glace