

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pan-Trk Pour Wb, Elisa - P04629 / Q16620 / Q16288

Numéro d'article: CM0007379



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin pan-Trk validé pour les applications WB et ELISA. Détecte les récepteurs TrkA/B/C humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des neurotrophines et les études de différenciation neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin pan-Trk
Espèce	Humain
Identifiant du gène	4914, 4915, 4916
Immunogène	Un peptide synthétique dérivé du pan-Trk humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04629, Q16620, Q16288
Expédition	Sac de glace