

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pank2 Pour Wb Et Elisa - Q9Bz23

Numéro d'article: CM0021834



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PANK2 humain, pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Immunogène : peptide synthétique aa 300-400. Utile pour la recherche sur la synthèse du coenzyme A et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PANK2 Lapin pAb
Remarques/Alias	HSS; HARP; PKAN; NBIA1; C20orf48; PANK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	80025
GeneID	80025
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 300-400 du PANK2 humain (NP_705902.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9BZ23
Poids de la protéine	63kDa
Expédition	Sac de glace