


Anticorps Polyclonal Anti-Pannexin-1 Pour Wb, Elisa - Q96Rd7

Numéro d'article: CM0027498



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la Pannexine-1 humaine (PANX1), adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Validé pour la recherche sur les canaux ioniques, l'apoptose et la signalisation calcique. Swiss-Prot : Q96RD7.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Pannexin 1 pAb de lapin
Remarques / Alias	PX1 ; MRS1 ; OOMD7 ; OZEMA7 ; UNQ2529 ; Pannexine 1
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (humain)	24145
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 50-150 de la Pannexine 1 humaine (NP_056183.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96RD7
Poids protéique	48 kDa
Expédition	Sac de glace