

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pap Pour Wb, Elisa - P51003

Numéro d'article: CM0026312



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la polymérase poly(A) alpha humaine (PAPOLA/PAP). Validé pour le Western blot et l'ELISA, adapté à l'étude de la polyadénylation de l'ARNm. Idéal pour les applications de diagnostic et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PAP Lapin pAb
Remarques/Alias	PAP; PAP-alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10914
GeneID	10914
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 605-745 du PAP humain (NP_116021.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P51003
Poids Protéique	83kDa
Expédition	Sac de glace