

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Papd7 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Xg87

Numéro d'article: CM0015724

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PAPD7/TENT4A humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Cible impliquée dans la stabilisation de l'ARNm et le contrôle de qualité de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAPD7 Lapin pAb
Remarques/Alias	LAK1; POLK; POLS; TRF4; LAK-1; PAPD7; TRF41; TRF4-1; TUTASE5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11044
GeneID	11044
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 303-542 de PAPD7 humain (NP_008930.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5XG87
Poids moléculaire	85kDa
Expédition	Sac de glace