


Anticorps Polyclonal Anti-Papss1 Pour Wb - 043252

Numéro d'article: CM0015698



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PAPSS1 humaine (SK1/ATPSK1). Validé pour WB et ELISA, il réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la voie d'activation des sulfates et les sulfotransférases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAPSS1 pAb de lapin
Remarques / Alias	SK1; PAPSS; ATPSK1; PAPSS1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9061
GeneID	9061
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 190-260 de la PAPSS1 humaine (NP_005434.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43252
Poids de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace