

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Par2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P55085

Numéro d'article: CM0010308



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre PAR2 humain (P55085), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Convient aux études sur l'inflammation, l'immunité et la fonction de barrière endothéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-PAR2
Remarques/Alias	PAR2 ; GPR11
Espèce	Humain
ID du gène	2150 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 298-397 de PAR2 humain (P55085)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55085
Poids moléculaire	44 kDa
Expédition	Sac de glace