

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Par2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P55085

Numéro d'article: CM0025996



Introduction

Validez l'expression de PAR2 (F2RL1/GPR11) chez l'homme, la souris et le rat avec cet anticorps polyclonal de lapin. Idéal pour WB, IF/ICC, ELISA. Explorez les voies de signalisation inflammatoires et de barrière.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAR2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PAR2; GPR11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2150
GeneID	2150
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence située entre les acides aminés 15 et 94 de PAR2 humain (NP_005233.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55085
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac isotherme