

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Par4 Pour Wb, Elisa - Q96Iz0

Numéro d'article: CM0027204



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PAR4 de haute qualité pour Western blot et ELISA, détectant le PAR4 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et le cancer. - Q96Iz0

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAR4 Lapin pAb
Remarques/Alias	PAR4; Par-4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5074
ID de gène	5074
Immunogène	Peptide synthétique ; Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 du PAR4 humain (NP_002574.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96Iz0
Poids de la protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace