

Anticorps Monoclonal Anti-Hormone Parathyroïdienne (Pth) Pour Wb, If-P, Elisa - P01270

Numéro d'article: CM0005538



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'hormone parathyroïdienne (PTH) humaine, adapté pour le WB, l'IF-P et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'homéostasie calcique et le métabolisme osseux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-hormone parathyroïdienne (PTH)
Remarques/Alias	FIH1; PTH1; Hormone Parathyroïdienne (PTH)
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	5741
Identifiant de gène	5741
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de l'hormone parathyroïdienne (PTH) humaine (P01270)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01270
Poids moléculaire de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace