


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hormone Parathyroïdienne (Pth) Pour Wb, Elisa - P01270

Numéro d'article: CM0026761



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible la PTH humaine (SWISS P01270) et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté pour le WB et l'ELISA, il facilite la recherche sur le métabolisme du calcium et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-hormone parathyroïdienne (PTH)
Remarques/Alias	FIH1 ; PTH1 ; Hormone parathyroïdienne (PTH)
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5741
ID du gène	5741
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-115 de l'hormone parathyroïdienne humaine (PTH) (NP_000306.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01270
Poids moléculaire de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace