

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pard6A Pour Wb Et Elisa - Q9Npb6

Numéro d'article: CM0027272



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PARD6A de haute qualité pour WB et ELISA. Validé pour les échantillons humains et murins, ciblant la protéine adaptatrice PAR6C impliquée dans la polarité cellulaire et les jonctions serrées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin PARD6A
Remarques/Alias	PAR6 ; PAR6C ; TAX40 ; PAR-6A ; TIP-40 ; PAR6alpha ; PARD6A
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	50855
ID du gène	50855
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de PARD6A humain (Q9NPB6)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NPB6
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace