

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Parg Pour Wb, Elisa - Q86W56

Numéro d'article: CM0004611



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PARG validé pour WB et ELISA ; cible spécifiquement la poly(ADP-ribose) glycohydrolase humaine. Idéal pour étudier l'ADP-ribosylation, la réponse aux dommages à l'ADN et les voies de remodelage de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-PARG
Remarques/Alias	PARG99 ; PARG
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8505
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 777-976 de la PARG humaine (NP_003622.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonal
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q86W56
Poids moléculaire protéique	111 kDa
Expédition	Sac de glace