

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Parl Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H300

Numéro d'article: CM0030841

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PARL pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît la protéine PARL humaine, une protéase mitochondriale impliquée dans la régulation de l'apoptose. Idéal pour les études sur l'apoptose et la fonction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PARL Lapin pAb
Remarques/Alias	PSARL; PSARL1; RHBDS1; PRO2207; PSENIP2; PARL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55486
GeneID	55486
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-170 de PARL humaine (NP_001032728.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9H300
Poids de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace