

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Parn Pour Wb, If/Icc, Elisa - O95453

Numéro d'article: CM0024851



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PARN humain, une ribonucléase spécifique de poly(A). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Immunogène recombinant (aa 1-280). Idéal pour les études sur la dégradation de l'ARNm et la régulation post-transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | PARN Lapin pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias    | DAN; DKCB6; PFBMFT4; PARN                                                                                                  |
| Espèce             | Humain                                                                                                                     |
| GeneID (Humain)    | 5073                                                                                                                       |
| GeneID             | 5073                                                                                                                       |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 du PARN humain (NP_002573.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                      |
| Application        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                     |
| SWISS              | O95453                                                                                                                     |
| Poids moléculaire  | 73kDa                                                                                                                      |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                               |