


Anticorps Polyclonal Anti-Parp1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09874

Numéro d'article: CM0012831



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-PARP1 détecte PARP1 humain, de souris et de rat (113 kDa) en WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Il cible la région C-terminale (aa 662-1014) et est idéal pour les études sur la réparation des dommages à l'ADN, l'apoptose et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PARP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; PARP1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	142
GenelD	142
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 662-1014 de PARP1 (NP_001609.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P09874
Poids de la protéine	113 kDa
Expédition	Sac réfrigérant