


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Parp1 Pour If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P09874

Numéro d'article: CM0003758



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PARP1 validé pour IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec PARP1 humain, de souris et de rat. Essentiel pour la recherche sur la réparation de l'ADN, l'apoptose et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PARP1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; PARP1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	142
ID du gène	142
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 700 et 800 de PARP1 humain (P09874).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09874
Poids de la protéine	113 kDa
Expédition	Sachet de glace