


Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Parp1 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P09874

Numéro d'article: CM0007772



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le PARP1 humain. Validé pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'immunohistochimie et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la réparation de l'ADN, l'apoptose et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	PARP1 Lapin mAb
Remarques/Alias	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	142
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 du PARP1 humain (NP_001609.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09874
Poids Protéique	113kDa
Expédition	Sac de glace