

Anticorps Polyclonal Anti-Parp12 Pour Wb, Elisa - Q9H0J9

Numéro d'article: CM0018108



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PARP12 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les réponses antivirales, le transport golgien et la fonction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PARP12 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ZC3H1; ARTD12; MST109; MSTP109; ZC3HDC1; PARP12
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	64761
ID du gène	64761
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 462-701 de PARP12 humain (NP_073587.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H0J9
Poids de la protéine	79kDa
Expédition	Sac de glace