

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Parp2 Pour Wb, Elisa - Q9Ugn5

Numéro d'article: CM0019772



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PARP2 humaine, adapté pour les applications Western blot et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la réparation de l'ADN, le remodelage de la chromatine et l'ADP-ribosylation. 66 kDa.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | PARP2 Rabbit pAb                                         |
| Remarques / Alias    | ARTD2; ADPRT2; PARP-2; ADPRTL2; ADPRTL3; pADPRT-2; PARP2 |
| Espèce               | Humaine                                                  |
| ID du gène (Humain)  | 10038                                                    |
| ID du gène           | 10038                                                    |
| Immunogène           | Peptide synthétique                                      |
| Origine              | Lapin                                                    |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                    |
| Application          | WB, ELISA                                                |
| Réactivité croisée   | Souris, Rat                                              |
| SWISS                | Q9UGN5                                                   |
| Poids de la protéine | 66 kDa                                                   |
| Expédition           | Sac de glace                                             |