

Anticorps Polyclonal Anti-Parp4 Pour Wb, Elisa - Q9Ukk3

Numéro d'article: CM0026860



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PARP4 humaine, validé pour WB et ELISA. Détecte la PARP4 dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur le complexe de la voute et l'ADP-ribosylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PARP4 Lapin pAb
Remarques/Alias	PH5P; p193; ARTD4; PARPL; VPARP; VWA5C; PARP-4; VAULT3; ADPRTL1; PARP4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	143
GeneID	143
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de la PARP4 humaine (NP_006428.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UKK3
Poids moléculaire protéique	193 kDa
Expédition	Sac de glace