

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Parp4 Pour Wb, Elisa - Q9Ukk3

Numéro d'article: CM0022485



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PARP4 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour les études sur les particules vault et l'ADP-ribosylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PARP4 pAb de lapin
Remarques/alias	PH5P ; p193 ; ARTD4 ; PARPL ; VPARP ; VWA5C ; PARP-4 ; VAULT3 ; ADPRTL1 ; PARP4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	143
GeneID	143
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9UKK3
Poids moléculaire de la protéine	193 kDa
Expédition	Sac réfrigérant