

Anticorps Polyclonal Anti-Parp8 De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N3A8

Numéro d'article: CM0018669

Introduction

Anticorps polyclonal anti-PARP8 de lapin validé pour WB, IHC-P, ELISA sur Humain, Souris, Rat. Cible la mono-ADP-ribosyltransférase PARP8 (ARTD16), impliquée dans l'ADP-ribosylation. Idéal pour la recherche sur le cancer et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PARP8 Lapin pAb
Remarques/Alias	ARTD16; pART16; PARP8
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	79668
ID de gène	79668
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de PARP8 humain (NP_001171527.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N3A8
Poids moléculaire	96kDa
Expédition	Sac de glace