

Anticorps Polyclonal Anti-Pars2 Pour Wb Et Elisa - Q7L3T8

Numéro d'article: CM0022745

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la prolyl-ARNT synthétase mitochondriale humaine (PARS2). Convient pour les applications WB et ELISA, réagit de manière croisée avec le rat. Utile pour la recherche sur la traduction mitochondriale et les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PARS2 Lapin pAb
Remarques/Alias	DEE75, proRS, EIEE75, MT-PRORS, PARS2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	25973
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-220 de PARS2 humaine (NP_689481.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Rat
SWISS	Q7L3T8
Poids Moléculaire	53kDa
Expédition	Sac de glace