

Anticorps Polyclonal Anti-Parva Pour Wb Et Elisa - Q9Nvd7

Numéro d'article: CM0018738



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PARVA humaine (alpha-parvine), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient aux recherches sur l'adhésion cellulaire, le cytosquelette et le système cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PARVA Rabbit pAb
Remarques/Alias	PARVA ; CH-ILKBP ; MXRA2 ; alpha-parvine
Espèce	humaine
ID du gène	55742
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de la PARVA humaine (NP_060692.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9NVD7
Poids moléculaire de la protéine	20 kDa/42 kDa
Expédition	Sac réfrigérant