


Anticorps Polyclonal Anti-Parvalbumine/Pvalb Pour Wb - P20472

Numéro d'article: CM0025637



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Parvalbumine/PVALB (alpha-PV). Adapté pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Utilisé pour étudier la relaxation musculaire dépendante du calcium et la signalisation calcique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Parvalbumine/PVALB
Remarques/Alias	D22S749 ; Parvalbumine (PVALB)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5816
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 110 de la Parvalbumine humaine (PVALB) (NP_002845.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20472
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sachet de glace