


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Parvalbumine/Pvalb Pour Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P20472

Numéro d'article: CM0002764



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Parvalbumine/PVALB validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Adapté aux échantillons humains, murins et de rat. Reconnaît une protéine de liaison au calcium d'environ 12 kDa impliquée dans la relaxation musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Parvalbumine/PVALB
Remarques/Alias	D22S749 ; Parvalbumine (PVALB)
Espèce	Humain
GenelD (humain)	5816
GenelD	5816
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de la Parvalbumine humaine (PVALB) (P20472)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20472
Poids moléculaire protéique	12 kDa
Expédition	Sac de glace