


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Parvb Pour Wb Et Elisa - Q9Hbi1

Numéro d'article: CM0018251



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PARVB humaine (bêta-parvine, affixine). Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire, de la migration et de la signalisation par les intégrines dans le muscle et d'autres tissus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PARVB Rabbit pAb
Remarques/Alias	CGI-56; PARVB
Espèce	Humain
GeneID	29780
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de la PARVB humaine (NP_037459.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HBI1
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace