


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pask Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Rg2

Numéro d'article: CM0026395



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin basé sur une protéine recombinante ciblant la kinase PASK humaine (STK37/PASKIN). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA avec réactivité humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche sur l'homéostasie énergétique et la signalisation traductionnelle.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit              | pAb Lapin Anti-PASK                                                                                                           |
| Remarques/Alias             | STK37 ; PASKIN ; PASK                                                                                                         |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                        |
| GeneID                      | 23178                                                                                                                         |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1194-1323 de PASK humain (NP_055963.2) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie                   | Anticorps Polyclonaux                                                                                                         |
| Application                 | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                      |
| Réactivité Croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                           |
| SWISS                       | Q96RG2                                                                                                                        |
| Poids Moléculaire Protéique | 143 kDa                                                                                                                       |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                  |