

Anticorps Monoclonal Anti-Patz1 Pour Wb, Elisa - Q9Hbe1

Numéro d'article: CM0011023



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la PATZ1 humaine (protéine 1 contenant les domaines POZ, AT hook et doigts de zinc), un régulateur transcriptionnel. Validé pour Western blot et ELISA. Adapté pour des études sur le développement des lymphocytes T, la sénescence et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-PATZ1 de lapin
Remarques / Alias	ZSG; MAZR; PATZ; RIAZ; ZBTB19; ZNF278; dj400N23
Espèce cible	Humaine
Identifiant de gène	23598
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-350 de la PATZ1 humaine (NP_055138.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9HBE1
Poids de la protéine	74 kDa
Expédition	Sac de glace