

## Anticorps Polyclonal Anti-Patz1 Pour Wb Et Elisa - Q9Hbe1

Numéro d'article: CM0018083



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre PATZ1 humain, destiné aux applications de Western blot et d'ELISA. Spécificité pour les échantillons humains, murins et de rat. Convient à la recherche sur la transcription et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | PATZ1 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Remarques/Alias      | ZSG; MAZR; PATZ; RIAZ; ZBTB19; ZNF278; dj400N23; PATZ1                                                                          |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                         |
| GeneID (humain)      | 23598                                                                                                                           |
| GeneID               | 23598                                                                                                                           |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250 à 350 de PATZ1 humain (NP_055138.2). |
| Source               | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                           |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Réactivité croisée   | Humain, souris, rat                                                                                                             |
| SWISS                | Q9HBE1                                                                                                                          |
| Poids de la protéine | 74 kDa                                                                                                                          |
| Expédition           | Sac réfrigérant                                                                                                                 |