

Anticorps Polyclonal Anti-Pax1 Pour Wb Et Elisa - P15863

Numéro d'article: CM0024461

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PAX1 humain, un facteur de transcription du développement. Adapté pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur l'embryogenèse et la colonne vertébrale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PAX1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	OFC2 ; HUP48 ; PAX1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5075
ID du gène	5075
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300-400 du PAX1 humain (NP_006183.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15863
Poids moléculaire de la protéine	55kDa
Expédition	Sac de glace