

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pax2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q02962

Numéro d'article: CM0029282

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PAX2 humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le développement rénal et le tract urogénital.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PAX2 Lapin pAb
Remarques/Alias	FSGS7; PAPRS; PAX-2; PAX2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5076
GenelD	5076
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-320 du PAX2 humain (NP_003978.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02962
Poids Protéique	45kDa
Expédition	Sac de glace