

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pax3 Pour Wb Et Elisa - P23760

Numéro d'article: CM0016108



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre PAX3 humain, validé pour le western blot (WB) et l'ELISA. Réagit avec les échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour les recherches sur le développement neural, la myogenèse et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAX3 pAb de lapin
Remarques/Alias	WS1 ; WS3 ; CDHS ; HUP2 ; PAX-3 ; PAX3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5077
GeneID	5077
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P23760
Poids moléculaire de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac réfrigérant