

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pax3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23760

Numéro d'article: CM0019638



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PAX3, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour la recherche sur le développement neural, la myogenèse et le syndrome de Waardenburg.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAX3 Rabbit pAb
Remarques/alias	WS1 ; WS3 ; CDHS ; HUP2 ; PAX-3 ; PAX3
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5077
ID du gène	5077
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 236 de PAX3 humain (NP_852122.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P23760
Poids moléculaire	53 kDa
Expédition	Sac réfrigérant