

Anticorps Polyclonal Anti-Pax5 Pour Wb, Elisa - Q02548

Numéro d'article: CM0017032



Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité produit chez le lapin contre PAX5 humain (BSAP), validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de la souris et du rat. Idéal pour les études du développement des lymphocytes B et de l'EBV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAX5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ALL3; BSAP; PAX-5; PAX5
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5079
GeneID	5079
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de PAX5 humain (NP_057953.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q02548
Poids moléculaire	42 kDa
Expédition	Sac de glace