

Anticorps Polyclonal Anti-Pax5 Pour Wb, Ip, Elisa - Q02548

Numéro d'article: CM0026478



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le facteur de transcription PAX5 humain, adapté pour WB, IP, ELISA. Détecte une bande à 42kDa. Cible essentielle pour le développement des cellules B et le maintien du génome EBV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAX5 Lapin pAb
Remarques/Alias	ALL3; BSAP; PAX-5; PAX5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5079
GeneID	5079
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-300 de PAX5 humain (NP_057953.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q02548
Poids de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace