

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pax5 Pour Wb, Ihc-P, Ip Et Elisa - Q02548

Numéro d'article: CM0004971



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le PAX5 humain (BSAP), adapté pour le WB, l'IHC-P, l'IP et l'ELISA. Outil fiable pour les études sur l'engagement de la lignée des lymphocytes B et les lymphomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-PAX5
Remarques/Alias	ALL3 ; BSAP ; PAX-5 ; PAX5
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5079
Identifiant du gène	5079
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 du PAX5 humain (Q02548).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q02548
Poids moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace