

Anticorps Monoclonal Anti-Pax6 Pour Wb/Ihc-P/Elisa - P26367

Numéro d'article: CM0003345



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PAX6 de haute qualité, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec PAX6 humain, de souris et de rat, un facteur de transcription clé dans le développement de l'œil et du SNC. Idéal pour les applications de DIV et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-PAX6 de lapin
Remarques/Alias	AN ; PAX6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5080
GeneID	5080
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 323 et 422 de PAX6 humain (NP_000271.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26367
Poids de la protéine	47 kDa/48 kDa
Expédition	Sac de glace