

Anticorps Polyclonal Anti-Pax6 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P26367

Numéro d'article: CM0030800



Introduction

Anticorps polyclonal PAX6 de lapin validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible le facteur de transcription à boîte appariée critique pour le développement de l'œil, du SNC et du pancréas. Idéal pour la biologie du développement et la recherche sur les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PAX6 Lapin pAb
Remarques/Alias	AN; AN1; AN2; FVH1; MGDA; WAGR; ASGD5; D11S812E; PAX6
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5080
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de PAX6 humain (NP_000271.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26367
Poids Protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace