

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pax6 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26367

Numéro d'article: CM0007503



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant PAX6, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît le PAX6 humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche en biologie du développement et sur l'aniridie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-PAX6
Remarques/Alias	AN ; PAX6
Espèce	Humain
GeneID	5080
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 323 et 422 du PAX6 humain (NP_000271.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26367
Poids moléculaire protéique	47kDa/48kDa
Expédition	Sac de glace