

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pax7 Pour Wb, Elisa - P23759

Numéro d'article: CM0024739

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PAX7 humaine (HuP1). Validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les cellules souches musculaires et la myogenèse. ~55 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PAX7 pAb de Lapin
Remarques/Alias	HUP1 ; RMS2 ; PAX7B ; CMYP19 ; MYOSCO ; PAX7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5081
GeneID	5081
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-470 de la PAX7 humaine (NP_039236.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23759
Poids Moléculaire Protéique	55kDa
Expédition	Sac de glace