

Anticorps Monoclonal Anti-Pax9 Pour Wb, Elisa - P55771

Numéro d'article: CM0003172

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PAX9 validé pour WB et ELISA. Détecte le facteur de transcription PAX9 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche en biologie du développement et sur la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAX9 Rabbit mAb
Remarques / Alias	STHAG3; PAX9
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5083
Identifiant du gène	5083
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de PAX9 humain (P55771)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55771
Poids protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace