


Anticorps Monoclonal Anti-Paxilline Pour Wb, Elisa - P49023

Numéro d'article: CM0003674



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la Paxilline humaine, validé en WB et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, murins et de rat. Étudie l'adhésion focale, l'organisation du cytosquelette et la dynamique des jonctions cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Paxilline Acn Lapin
Remarques/Alias	Paxilline ; PXN ; paxilline
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5829
Identifiant du gène	5829
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la Paxilline humaine (P49023).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49023
Poids moléculaire de la protéine	65kDa/61kDa/66kDa/47kDa
Expédition	Sac de glace