


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Paxilline Pour Wb, Elisa - P49023

Numéro d'article: CM0021095



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la paxilline humaine, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Détecte la paxilline dans des échantillons humains et murins pour l'étude de la dynamique des adhérences focales et des interactions du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Paxilline Lapin pAb
Remarques/Alias	Paxilline; PXN; paxilline
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5829
GeneID	5829
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la paxilline humaine (NP_002850.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P49023
Poids moléculaire	65kDa
Expédition	Sac de glace