

Anticorps Polyclonal Anti-Pbef/Visfatine/Nampt Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43490

Numéro d'article: CM0016391



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PBEF/Visfatine/NAMPT humain. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée contre l'humain, la souris et le rat. Convient pour les études sur le métabolisme du NAD, le rythme circadien et les cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PBEF/Visfatine/NAMPT pAb de lapin
Remarques/Alias	VF ; PBEF ; PBEF1 ; VISFATIN ; 1110035O14Rik ; PBEF/Visfatine/NAMPT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10135
GeneID	10135
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43490
Poids protéique	56 kDa
Expédition	Sac de glace