

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pbef/Visfatin/Nampt Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P43490

Numéro d'article: CM0007190



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin haute performance dirigé contre PBEF/Visfatin/NAMPT (UniProt P43490). Validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit également avec les échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse du NAD, l'immunomodulation et les adipokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-PBEF/Visfatin/NAMPT
Remarques/Alias	VF ; PBEF ; PBEF1 ; VISFATIN ; 1110035O14Rik ; PBEF/Visfatin/NAMPT
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10135
GeneID	10135
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 300 et 400 de la PBEF/Visfatin/NAMPT humaine (NP_005737.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P43490
Poids moléculaire	56 kDa
Expédition	Pack de glace