

Anticorps Polyclonal Anti-Pbk Pour Wb, Elisa - Q96Kb5

Numéro d'article: CM0021889



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la kinase PBK (TOPK) humaine, validé pour les applications WB et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le cycle cellulaire, la réponse aux dommages de l'ADN et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] PBK Rabbit pAb
Remarques / Alias	SPK; CT84; TOPK; HEL164; Nori-3; PBK
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	55872
Identifiant du gène	55872
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-322 de la PBK humaine (NP_060962.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96KB5
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace